



B&B DENTAL
I M P L A N T C O M P A N Y

B&B DENTAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttore	B. & B. Dental S.r.l. Via San Benedetto, 1837 - 40018 San Pietro in Casale (BO) - Italy Tel. +39 (0) 51.81.13.75 - Fax +39 (0) 51.666.94.00 www.bebdental.it
Modello	PHYSIO BRUSHLESS 3000
Dimensioni dell'unità centrale	255 x 255 x 110 mm
Unità centrale	ABS e alluminio
Trapano	Alluminio
Pedaliera	Acciaio INOX e gomma
Peso	6 kg (2.6 Kg unità centrale)
Micromotore	91,2 W - Torque nominale 18,7 mNm - 44.300 RPM - Sterilizzabile
Rumore	<65 dBA
Tolleranza nelle velocità indicate	±10%
Tolleranza nelle coppie indicate	± 10%
Tensione di alimentazione	AC 115 / 230 V ± 10% 50/60 Hz
Classificazione secondo EN 60601-1	Classe I di tipo BF
Classificazione secondo Direttiva 93/42/CEE	Dispositivo medico: IIa , Regola 9
Modalità di uso	Intermittente: 30 sec ON e 10 sec OFF
Condizioni ambientali di uso	Temperatura: da +10°C a +40°C NON IDONEO all'uso in presenza di anestetici infiammabili e ossigeno
Deposito e trasporto	Da 5°C a 70°C
Potenza nominale	100 VA
Fusibili	5 x 20 mm
Alimentazione 115V	2 x 1,6 AT
Alimentazione 230V	2 x 1 AT